

## **Overzicht meest gebruikte zuurstofsystemen 2014**

(Bijlage bij Boekje zuurstof )

Dit overzicht van zuurstofsystemen geeft u een indruk van de verschillende systemen die op de markt zijn.

### **Wilt u graag een bepaald zuurstofstelsel?**

Als klant van een zuurstofleverancier bent u afhankelijk van de zuurstofsystemen die uw leverancier in zijn assortiment heeft. Elke zuurstofleverancier maakt hierin zijn eigen keuze. Informeer bij uw leverancier wat in uw situatie mogelijk is.

### **Kies uw zuurstofleverancier**

Bekijk met welke zuurstofleveranciers uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Meestal zijn dat meerdere leveranciers. U kunt, als u niet tevreden bent over uw huidige leverancier, overstappen naar een andere leverancier waarmee uw verzekeraar een contract heeft. Vraag wel eerst na bij de 'nieuwe' leverancier of deze voldoende rekening houdt met uw wensen en behoeften.

### **Bent u van plan zelf een zuurstofapparaat te kopen, bijvoorbeeld voor uw vakantie(-huis)?**

Zuurstof is een medicijn. Overleg daarom vooraf altijd met uw longarts of zuurstofleverancier! Want niet elk zuurstofstelsel is geschikt voor iedere zuurstofgebruiker.

De contactgegevens van leveranciers vindt u onderaan dit document.

## Mobiele concentratoren

Mobiele concentratoren werken zowel op accu als op netspanning en meestal 12 Voltaansluiting. Ze zijn onderweg met accu te gebruiken, en thuis, in het hotel of appartement op netspanning waarbij tegelijkertijd de accu kan worden opgeladen. In de meeste gevallen geldt: hoe meer accu's u bij de concentrator heeft, hoe langer u op pad kunt.

Merk	Liter per minuut		Dag- en nachtgebruik	12-volt-aansluiting	Gebruiksduur accu	Gewicht in kg	Laadtijd accu
	Continue	Pulse					
<u>Inogen One G2</u> (schoudertasmodel)	-	Stand 1-5 **		ja	4 uur (12 cell batterij); 8 uur (24 cell batterij)	3.2 kg (met 12 cell batt); 3.9 kg (met 24 cell)	4 uur per accu
<u>Inogen One G3</u> (schoudertasmodel)	-	Stand 1-4 **		ja	3,5 uur (8 cell); 7 uur (16 cell)	2.2 kg (met 8 cell batt.); 2.6 kg (met 16 cell)	4 uur per accu
<u>Focus</u> (schoudertasmodel)	-	2 L/min	nee	ja	Max. 3 uur (1,5 uur per accu); met accuriem max. 4 uur	0.8 kg (losse accu 0.2 kg)	4 uur; accuriem 3 uur
<u>Sequal Eclipse I, II en III *</u> (reiskoffermodel)	Tot 3L	Stand 1-6**	ja	ja	2 uur (bij 2L continue) 5.2 uur bij ( <i>pulse</i> stand 2)	8 kg	1,8 tot 5 uur
<u>Airsep Freestyle</u> (schoudertasmodel)	-	Tot 3L	nee	ja	2,5 uur (met accuriem tot 6 uur) ( <i>pulse</i> stand 2)	2.3 kg (losse accuriem 0.8 kg)	3,5 uur; accuriem: 3 uur
<u>Simply Go</u> (schoudertasmodel)	0,5L tot 2L	Tot 6L	ja	ja	tot 8 uur bij 4 batterijen (continue 1L) of tot 14 uur ( <i>pulse</i> .stand 2)	4,5 Kg (incl. batterij)	2 tot 3 uur
<u>EverGo</u> (schouder-tasmodel)	--	Stand 1-6 **			8 uur (met 2 accu's)	3.9 kg (4.5 kg met twee batterijen)	per accu: 2 uur
<u>XPO2</u> (schoudertasmodel)		Stand 1-5 **		ja	Tot 5 uur (met extra accu)	2,9 kg	4 uur
<u>Solo2</u> (reis-koffermodel)	Tot 3L	Stand 1-5 **	ja		2.5 uur <i>continue</i> (bij 2L); 3,5 uur <i>pulse</i> (stand 2)	9 kg	4,5 uur

\*Bij inspanning van de gebruiker past de concentrator automatisch de hoeveelheid zuurstof per puls aan.

\*\* De hoeveelheid zuurstof bij **Pulse**stand 2 is **niet hetzelfde** als bij 2 **Liter** per minuut

Vaste concentratoren					
Merk	Aantal Liter per minuut		Gebruiksduur (accu)	Gewicht ± in kg	Laadtijd accu
	Conti- nue	Puls- dosering			
Kroeber 4.0	Tot 4L	-	n.v.t.	16	n.v.t.
Airsep Visionaire	Tot 5L	-	n.v.t.	13,6	n.v.t.
Airsep New Life Elite	Tot 5L	-	n.v.t.	24,5	n.v.t.
Devilbiss	Tot 5L	-	n.v.t.	24,5	n.v.t.
DeVilbiss (525KF)	Tot 5L	-	n.v.t.	16,5	n.v.t.
Invacare Perfecto2	0,5L Tot 5L	-	n.v.t.	21	n.v.t.
Oxy 1	Tot 5L	-	n.v.t.	16,3	n.v.t.
Everflo	0,5 tot 5L	-	n.v.t.	14	n.v.t.
Platinum S	Tot 5L	-	n.v.t.	23,5	n.v.t.
Integra 10 Liter	tot 10L	-	n.v.t.	26	n.v.t.

Homefill van Invacare.	Tot 5L	Stand 1 - 6	<u>Homefill</u> : onbeperkt; <u>Flesjes</u> : bij 2L/min. (afhankelijk van grootte van de fles): <i>pulsedosering</i> : 6 tot 9 uur;	<u>Flesjes</u> : vanaf 2.1 kg, afhankelijk van grootte van de fles; <u>Homefill concentrator</u> : 15 kg
Devilbiss iFill Personal.Oxygen Station.	Tot 6L	Stand 1-6	Tot 4 uur (bij 2L/min. <i>pulsedosering</i> )	M4-fles (1.5 kg) of M6-fles (1.8 kg); Concentrator: 30 kg

**Vloeibare zuurstof** Vast moedervat met stroller (draagset)  
 Gebruikt u vloeibare zuurstof? Informeer bij uw leverancier welke verschillende strollers (draagsets) geschikt zijn voor het 'moedervat' dat bij u is geplaatst.

Soort zuurstofsysteem	Aantal Liter per minuut		Gebruiksduur	Gewicht stroller (draagset) in kg
	Continue	Puls-dosering		
Moedervat Helios Topfill 36L of 46L (Marathon)	Tot 6 L	tot 4L	Tot 18,5 uur (bij 2L/minuut <i>pulse dosering</i> ); <i>continue</i> : 6.1 uur	Draagset 2.5 kg (gevuld); (moedervat: 46 kg)
<b>Strollers:</b> Helios H-300	tot 0,75L	tot ?L		
Helios H-850	tot 4L	1 tot 6L		
Companion Topfill 31L of 41L <b>Stroller:</b> Companion C-1000 Topfill	0.25 tot 6L	-	Tot 7.7 uur (bij 2L)	3.6 kg
Easy Mate <b>Strollers:</b> Easymate Topfill		tot ?L	Tot 8 uur (stand 2)	1.6 kg
Easymate 6+6 Topfill	Tot 6L	2 - 6 L		
Easymate sidefill		tot ?L		
Freelox met draagvat van 0,5L of 1.2L	Tot 7L	-	Tot 6,5 uur	2.1 of 3.5 kg
Ambulox	Continue	-	Tot 8 uur (bij 2L)	Draagset 3.7 kg; moedervat 72

**Contactgegevens zuurstofleveranciers met 24-uurs thuiservice**

Linde Healthcare Benelux Homecare  
Postbus 325 5600 AH Eindhoven, tel. (088) 32 76 355  
e-mail [zuurstof.nl@linde.com](mailto:zuurstof.nl@linde.com), website [linde-healthcare.nl](http://linde-healthcare.nl)

Medidis BV  
Postbus 1093 8200 BB Lelystad, tel. (0320) 26 76 00  
e-mail [info@medidis.nl](mailto:info@medidis.nl); website [medidis.nl](http://medidis.nl)

VIVISOL Nederland BV  
Swaardvenstraat 27 5048 AV Tilburg tel. (013) 52 31 022  
e-mail [zuurstof@vivisol.nl](mailto:zuurstof@vivisol.nl); website [vivisol.nl](http://vivisol.nl)

VitalAire  
Langendijk 27A 5652 AX Eindhoven, tel. (040) 25 03 502  
e-mail [info@vitalaire.nl](mailto:info@vitalaire.nl), website [vitalaire.nl](http://vitalaire.nl)

Westfalen Medical BV  
Postbus 124 7400 AC Deventer, tel. (0570) 85 84 50  
e-mail [info@westfalenmedical.nl](mailto:info@westfalenmedical.nl), website [westfalenmedical.nl](http://westfalenmedical.nl)

**Zelf een zuurstofapparaat kopen? Overleg vooraf altijd met uw longarts of zuurstofleverancier!**